



בסייעתא דשמיא

הנחיות שימוש למחולל חמצן

יש לפתוח את כוס המים ולמלאותו לא יותר מקו המקסימום [רשום באותיות שקופות] (קצת יותר מחצי כוס) במים מזוקקים או מים שעברו הרתחה ונתקררו, לסגור, לחבר לחשמל, לחבר את המשקף למחולל לביציאה שבצד המכסה, ולהדליק [לפעמים יש גם כפתור הדלקה מאחור וגם על הלוח מקדימה בצד שמאל] לכוון בווסת אשר בחלונית המדידה ל2 ליטר, ולחבר לחולה.

לאחר 10 דקות לבדוק מצב סיטורציה, אם הגיע ל94 בישיבה מה טוב ב"ה, אם הגיע יותר גבוה יש להתחיל לרדת במינון התפוקה ל1 ליטר, ולחזור למדוד אחר 10 דקות את הסיטורציה, אם עדיין לא הגיע ל94 להתחיל לעלות לאט עד אשר מתייצב ב"ה על 94 בישיבה או 92 בשכיבה, אם לא מצליחים להעלות את הסיטורציה יש לפנות למוקד.

- באם האצבעות קרות לא תתקבל מדידה נכונה ויש לחמם אותם קודם.
- כדאי לפעמים לבדוק בכמה אצבעות ואז ללכת לפי המספר הכי גבוה.
- עד 6 ליטר ישנו עדיפות להשתמש במשקף אלא א"כ אינו מספיק, יותר מ6 ליטר עדיף לעבור למסכת חמצן.

העמדת המחולל בשטח מאוורר מוסיפה בתפוקת המחולל.

יש להקפיד שלא יהא קמטים בצינור המגיע מהמחולל לאף [אם המכשיר מצפצף יתכן שיש איזשהו קמט המונע את זרימת החמצן],

אזהרות

- אין להתנתק מהמחולל כלל עד כמה שאפשר.
- באם עמד החולה על כמות גבוהה של ליטרים אין לרדת בפעם אחת אפי' אם הסיטורציה מראה גבוה אלא לרדת לאט ליטר כל חצי יום.
- יש לדעת כי אין השלמת חמצן מרפא, וכי יש לקבל טיפול רפואי במקביל כסטרוואדים ע"פ רופא.

נא ונא להקפיד להחזיר את הציוד מיד בגמר השימוש למען תועלת הציבור